

Corona Antigen Schnelltest, FlowFlex SARS-CoV-2, 25 Stück Nasal, BfArM-AT 261/21



Artikel-Nr.
6D4886847

Gewicht in kg
0,02

Zolltarifnummer
38220000



Produktdetails

Das Produkt ist für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-19 bestimmt.

Bauaufsichtlich zugelassen

Offiziell gelistet beim BfArM AT 261/21

Evaluiert vom Paul-Ehrlich-Institut

Eigenschaften

CE- Zertifizierung CE 0123

Nichtinvasive Probeentnahme (Nasenabstrich)

Sensitivität von 97,0%

Spezifität 99,5%

Testergebnis: in 15 Minuten

Technische Daten

LOT COV1090143

PZN: 17201263

MHD: 26.09.2023

REF: L031-118Q5

Lieferumfang

1 Gebrauchsanweisung

25 Testkassetten

25 vorgefüllte Extraktionsröhrchen mit Tropfer

25 sterile Tupfer

Hinweise

Zur Selbsttestung ohne medizinische Grundausbildung - Laientest

Anwendung

Nichtinvasive Probeentnahme (vorderer Nasenbereich)