

Augenspülflasche 200 ml



Artikel-Nr.
E972060

Gewicht in kg
0,274

EAN
5701684469125

Zolltarifnummer
33079000



Produktdetails

Augenspülflaschen

Nach DIN 15154-4

- Haltbarkeit 3 Jahre
- Sterile und gebrauchsfertige Flaschen mit 0,9% Natriumchloridlösung (972 060 + 061) - entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges bzw. 4,9% Phosphatpufferlösung (972 062)
- Hohe Funktionssicherheit durch ergonomisch geformte Augenschale und Staubkappe
- 500 ml Flasche auch geeignet zur Nachfüllung der Stationen

972 060 + 061: Zum Entfernen von Fremdkörpern wie z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplintern. 500 ml Flasche auch geeignet zur Nachfüllung der Stationen. 972 062: Zum Neutralisieren von Säuren und Alkali. Flasche auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet.

Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,9% Natriumchloridlösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen!

Inhalt	200ml
Spülzeit	ca. 2 min
Spülzeit min.	ca. 2 min
